




- ・キャニスター収納時
考えられた設計により、
取り出しやすく、戻しやすい。



- ・外蓋にカギを掛ける事ができます。

・ GT シリーズ


- 高性能、高能率のアルミ製保存容器。
- 生物学、生理学、免疫学、獣医学等のあらゆる分野の凍結保存に役立ちます。
- 液体窒素の蒸発によるロスが少ない。
- キャニスターを首部で保持可能、低温域での試料操作が可能です



・クライオメモ コントローラー

NATAL40 with CRYOMEMO

- 電気容量式液面計と温度計が標準装備
- CRYOMEMO コントローラーを用いることにより
液面・温度の確認が可能。
- アラームリストにより、過去に起こった警報を確認可能
- オンラインに接続することで、クライオメモに保管されたデータの確認が可能



・オンライン データ

GT / ナタル シリーズ	小型タイプ	小蒸発タイプ						多量保存タイプ					ナタル
型式名		GT2	GT3	GT9	GT11	GT21	GT35	GT14	GT18	GT26	GT38	GT40	ナタル40
液体窒素容量	(ℓ)	2	3.7	9.3	12.2	21.5	33.6	13.5	17.5	26.7	37	40	40
空重量	(Kg)	1.9	4.5	8.2	9.2	13	15	9.5	10.5	14.8	19	24	24
充填重量	(Kg)	3.5	7.5	15.7	19	30.4	43	20.4	25	36	49	57	57
口径	(mm)	30	50	50	50	50	50	80	80	80	80	120	120
全高	(mm)	392	405	450	630	660	660	455	580	460	715	710	710
胴径	(mm)	174	248	358	308	388	468	358	308	468	468	468	468
蒸発量	(day / ℓ)	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.24	0.26	0.29	0.15	0.29	0.29
保持日数	(day)	25	33	84	130	225	350	57	69	90	245	140	140
再充填期間	(day)	15	21	50	80	140	219	36	43	56	153	88	88
キャニスター数	(本)	3	6	6	6	6	6	9	6	9	6	10	10
0.25mlストロー収納本数		330	1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5mlストロー収納本数		150	720	720	1440	1440	1440	1305	4380	3285	4380	7300	7300
2mlアンプル収納本数		-	-	-	180	180	180	-	612	-	612	1200	1200